



FISĂ TEHNICĂ Pentru produsul AROXOL 2000 LICHID IMPOTRIVA TANTARILOR

- insecticid lichid impotriva tantarilor -

1. GENERALITATI :

1.1. Produsul AROXOL 2000 LICHID IMPOTRIVA TANTARILOR este un insecticid lichid impotriva tantarilor si dureaza 40 de nopti.

1.2. AROXOL 2000 LICHID LICHID IMPOTRIVA TANTARILOR îndepărtează tantarii (si musculitele) datorita vaporilor care se degaja la incalzirea lichidului.

1.3. Produsul AROXOL 2000 LICHID IMPOTRIVA TANTARILOR are in compozitie substanta biocida D-Aletrin .

Produsul este avizat de MINISTERUL SANATATII.

2. CARACTERISTICI TEHNICE DE CALITATE

2.1. Aspect - lichid transparent

2.2. Culoare - galbena

2.3. Miros - aproape inodor

2.4. Densitatea la 20°C ~ 0.820 g/m

2.5. Volumul 1 flacon - 45 ml

3. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT :

3.1. AROXOL 2000 LICHID IMPOTRIVA TANTARILOR este ambalat in recipienti speciali din sticla care se monteaza la aparatul electric LMH05, apoi in cutiute din carton inscriptionat

3.2. Produsul se comercializeaza sub doua forme:

- AROXOL 2000 LICHID IMPOTRIVA TANTARILOR -2 rezerve (2x45 ml)

- AROXOL 2000 LICHID IMPOTRIVA TANTARILOR -aparat electric LMH05 cu o rezerva inclusa (45 ml/0.

3.3. Ambalajele (cutiutele) sunt etichetate individual, fiecare cutiuta continând urmatoarele specificatii:

- numele producatorului si distribuitorului,
- denumirea produsului,
- volumul exprimat in ml,
- domeniul si modul de utilizare,
- termenul de valabilitate,
- numarul lotului
- data fabricatiei,
- precautii ,
- pictograme de pericol,
- codul comercial.

3.3. Depozitarea se face in spatii inchise, bine aerate, uscate si ferite de razele solare.

3.4. Fiecare lot de livrare va fi insotit de documente de certificare a calitatii (declaratie de conformitate).

3.5. Produsul are termen de valabilitate de 5 ani de la data fabricatiei si este garantat de catre producator in conditii de depozitare identice cu cele enumerate mai sus.

3.6. Transportul se face cu mijloace de transport acoperite.

4. MODUL DE UTILIZARE :

Desfaceti capacul rezervei si insurubati-o in aparatul electric LMH05. Introduceti aparatul in priza (220V) langa o fereastră deschisa, intotdeauna in pozitie verticala. Din acest motiv aparatul poate fi rotit. La terminarea lichidului inlocuiti cu o noua rezerva AROXOL 2000 LICHID.

O rezerva este suficienta pentru o incapere de 40 m³ si dureaza 8 ore (toata noaptea). Pentru spatii mai mari sau in exterior, se folosesc mai multe rezerve cu aparatele corespunzatoare.

Rezerva dureaza 40 de nopti daca se foloseste 8 ore pe noapte.

Pentru rezultate mai bune, tineti incaperea inchisa la inceput pentru cateva minute, fara persoane in interior.

5. PRECAUTII :

Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.

Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

A nu se lasa la indemana copiilor.

Evitati sa inspirati vaporii.

Dupa fiecare utilizare, spalati-va pe maini cu apa si sapun.

Evitati dispersarea in mediu.

A se depozita sub cheie.

Colectati scurgerile de produs.

Folositi aparatul cu rezerva numai in pozitie verticala.

In caz de inghitire, a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul (recipientul) sau eticheta.

Evitati contactul cu pielea.

A se pastra departe de hrana, bauturi, hrana pentru animale si obiecte de bucatarie.

6. TIP PRODUS BIOCID: TP18, Grupa principala 3.

7. CATEGORIE DE UTILIZATORI: Populatie .

8. COMPOZITIE: d-Allethrin (CAS:231937-89-6)-5.04%.

Sef compartiment de calitate
Chim. Heroiu Cerasela