

## **FIȘĂ TEHNICĂ SALTEA "LUX ORTOPEDIC"**

### **COMPOZITIE**

- ◆ Structura metalica compusa din arcuri cu diametrul de 85mm, sarma de 2,2mm, tip helizon cu amestec de carbon și oțel;
- ◆ Un strat de feltru rigid cu densitate de 1100g/mp;
- ◆ Un strat de poliuretan cu grosimea de 2cm, densitatea de 25g/mp;
- ◆ Un strat de vata siliconată cu densitatea de 200g/mp;
- ◆ Învelișul saltelei este din material tip Jaquard, matlasat cu 65% poliester, 35% bumbac și TNT;
- ◆ Butoni de aerisire.

### **CARACTERISTICI TEHNICE**

- ◆ Salteaua de pat tip Relaxa, cu arcuri, ortopedica, ajută la menținerea și alinierea corectă a capului, gâtului, coloanei vertebrale și membrelor;
- ◆ Dimensiuni: - lățime – 120 cm;  
- lungime – 200 cm;  
- înălțime - 21 cm
- ◆ Salteaua ortopedică "LUX ORTOPEDIC" este o saltea de calitate superioară, cu densitate mare, rezistență bună pentru utilizare îndelungată ce își păstrează caracteristicile inițiale de calitate pe toată perioada de utilizare a produsului (perioada de garanție);
- ◆ Ambele fețe ale saltelei sunt confecționate din material tip Jaquard, matlasat cu 65% poliester, 35% bumbac și TNT pentru o bună comportare la pilling, rezistență la uzură și ușor de întreținut, putând fi folosită în orice sezon;
- ◆ Ventilația saltelei, împiedică dezvoltarea mușcăiului și acumulării de umiditate sunt asigurate prin dispunerea tip "Helizon" a arcurilor, prin așezarea straturilor de materiale interioare (feltru rigid, stratul de poliuretan, vata siliconată) și de prezența pe laterală a butonilor de aerisire (orificii de ventilație);
- ◆ Salteaua este prevăzută cu orificii de ventilație (butoni) care permit o aerisire și ventilație internă constantă pentru eliminarea rapidă și eficientă a umidității, protejând salteaua de bacterii și mușcăi;
- ◆ Duritatea saltelei "LUX ORTOPEDIC" este medie-ferma, cu elasticitate sporită și rezistență îndelungată;
- ◆ Sustinere minimă- 85 kg;
- ◆ Forma saltelei este paralelipipedică, fără denivelări ale suprafeței, cusăturile sunt uniforme și rezistente.

### **AMBALARE , TRANSPORT ȘI DEPOZITARE**

Salteaua ortopedică "LUX ORTOPEDIC" va fi ambalată în folie de polietilenă închisă ermetic prin termosudare pentru a nu permite pătrunderea prafului, umidității, corpurilor străine, insectelor, etc.

Transportul va fi efectuat în spații curate, uscate, fără urme de lichide sau mirosuri, asigurate cu chingi.

Se recomandă ca transportul și depozitarea să se facă în poziția verticală cu lățimea pe podea.

**GARANȚIE PRODUS:**

**24 luni** (în condițiile de folosire, depozitare și manipulare prevăzute în fișa tehnică)

**Societatea noastră este certificată în Sistemul de Management al Calității ISO 9001 și standardul internațional recunoscut pentru implementarea și menținerea Sistemelor de Management al Mediului (EMS) ISO 14001.**

